



Operating Instructions

Biomedical Freezer

MDF-U731M Series



Please read the operating instructions carefully before using this product, and keep the operating instructions for future use.

See page 28 for all model numbers.

CONTENTS

INTRODUCTION	2
PRECAUTIONS FOR SAFE OPERATION	3
ENVIRONMENTAL CONDITIONS	7
SYMBOLS ON UNIT	7
FREEZER COMPONENTS	8
Freezer unit	8
Control panel.....	10
INSTALLATION SITE	11
INSTALLATION	12
START-UP OF UNIT	12
TEMPERATURE SETTING	13
KEY LOCK FUNCTION	13
REMOTE ALARM TERMINAL.....	14
ALARM TEMPERATURE SETTING	15
ALARM FUNCTIONS	16
SAFETY FUNCTIONS.....	16
SELF DIAGNOSTIC FUNCTIONS	17
MAINTENANCE.....	18
Cleaning of cabinet.....	18
Defrosting.....	19
TROUBLESHOOTING.....	20
DISPOSAL OF UNIT	21
Recycle of battery.....	21
Refrigerant.....	21
Decontamination of unit	21
REPLACEMENT OF WEAR-OUT PARTS	26
Replacement of battery for power failure alarm	26
TEMPERATURE RECORDER (OPTION).....	26
SPECIFICATIONS.....	27
PERFORMANCE.....	28
SAFETY CHECK SHEET	29

INTRODUCTION

- Read the operating instructions carefully before using the appliance and follow the instructions for safety operation.
- PHC Corporation never guarantees any safety if the appliance is used for any objects other than intended use or used by any procedures other than those mentioned in the operating instructions.
- Keep the operating instructions in an adequate place to refer to it as necessary.
- The contents of the operating instructions will be subjected to change without notice due to the improvement of performance or functions.
- Contact our sales representative or agent if any page of the operating instructions is lost or page order is incorrect.
- Contact our sales representative or agent if any point in the operating instructions is unclear or if there are any inaccuracies.
- No part of this operating instructions may be reproduced in any form without the expressed written permission of PHC Corporation.

IMPORTANT NOTICE

PHC Corporation guarantees this product under certain warranty conditions. However, please note that PHC Corporation shall not be responsible for any loss or damage to the contents of the product.

<Intended Use>

This equipment is designed for low temperature storage of biomedical samples.

PRECAUTIONS FOR SAFE OPERATION

It is imperative that the user complies with the operating instructions as it contains important safety advice.

Items and procedures are described so that you can use this unit correctly and safely. If the precautions advised are followed, this will prevent possible injury to the user and any other person.

Precautions are illustrated in the following way:

WARNING

Failure to observe WARNING signs could result in a hazard to personnel possibly resulting in serious injury or death.

CAUTION

Failure to observe CAUTION signs could result in injury to personnel and damage to the unit and associated property.

Symbol shows;

 This symbol means caution.

 This symbol means an action is prohibited.

 This symbol means an instruction must be followed.

For the State of California, USA Only:

This product contains a CR Coin Cell Lithium Battery which contains Perchlorate Material – special handling may apply. See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Be sure to keep the operating instructions in a place accessible to users of this unit.

PRECAUTIONS FOR SAFE OPERATION



WARNING

-  **Do not use the unit outdoors.** Current leakage or electric shock may result if the unit is exposed to rain water.
-  **Only qualified engineers or service personnel should install the unit.** The installation by unqualified personnel may cause electric shock or fire.
-  **Install the unit on a sturdy floor and take an adequate precaution to prevent the unit from turning over.** If the floor is not strong enough or the installation site is not adequate, this may result in injury from the unit falling or tipping over.
-  **Never install the unit in a humid place or a place where it is likely to be splashed by water.** Deterioration of the insulation may result which could cause current leakage or electric shock.
-  **Never install the unit in a flammable or volatile location.** This may cause explosion or fire.
-  **Never install the unit where acid or corrosive gases are present** as current leakage or electric shock may result due to corrosion.
-  **Always ground (earth) the unit to prevent electric shock.** If the power supply outlet is not grounded, it will be necessary to install a ground by qualified engineers.
-  **Never ground the unit through a gas pipe, water main, telephone line or lightning rod.** Such grounding may cause electric shock in the case of an incomplete circuit.
-  **Connect the unit to a power source as indicated on the rating label attached to the unit.** Use of any other voltage or frequency other than that on the rating label may cause fire or electric shock.
-  **Never store volatile or flammable substances** in this unit if the container cannot be sealed. These may cause explosion or fire.
-  **Do not insert metal objects such as a pin or a wire into any vent, gap or any outlet on the unit.** This may cause electric shock or injury by accidental contact with moving parts.
-  **Use this unit in safe area when treating the poison, harmful or radiate articles.** Improper use may cause bad effect on your health or environment.
-  **Turn off the power switch (if provided) and disconnect the power supply to the unit prior to any repair or maintenance** of the unit in order to prevent electric shock or injury.
-  **Do not touch any electrical parts (such as power supply plug) or operate switches with a wet hand.** This may cause electric shock.

PRECAUTIONS FOR SAFE OPERATION



WARNING

-  **Ensure you do not inhale or consume medication or aerosols** from around the unit at the time of maintenance. These may be harmful to your health.
-  **Never splash water directly onto the unit** as this may cause electric shock or short circuit.
-  **Never put containers with liquid on the unit** as this may cause electric shock or short circuit when the liquid is spilled.
-  **Never bind, process, or step on the power supply cord, or never damage or break the power supply plug.** A broken supply cord or plug may cause fire or electric shock.
-  **Do not use the power supply cord if its plug is loose.** Such power supply cord may cause fire or electric shock.
-  **Never disassemble, repair, or modify the unit yourself.** Any such work carried out by an unauthorized person may result in fire, or electric shock or injury due to a malfunction.
-  **Disconnect the power supply plug if there is something wrong with the unit.** Continued abnormal operation may cause electric shock or fire.
-  **When removing the power supply plug from the power supply outlet, grip the power supply plug, not the cord.** Pulling the cord may result in electric shock or fire by short circuit.
-  **Disconnect the power supply plug** before moving the unit. Take care not to damage the power supply cord. A damaged cord may cause electric shock or fire.
-  **Disconnect the power supply plug when the unit is not used for long periods.** Keeping the connection may cause electric shock, current leakage, or fire due to the deterioration of insulation.
-  If the unit is to be stored unused in an unsupervised area for an extended period, **ensure that children do not have access and that doors cannot be closed completely.**
-  **The disposal of the unit should be accomplished by appropriate personnel.** Remove doors to prevent accidents such as suffocation.
-  **Do not put the packing plastic bag within reach of children** as suffocation may result.
-  **Do not position this unit and the other unit so that it is difficult to operate the disconnection of the power supply plug.** Failure to disconnect the power supply plug may cause fire if there is something wrong with the unit.

PRECAUTIONS FOR SAFE OPERATION

CAUTION

-  This unit must be plugged into a dedicated circuit protected by branch circuit breaker.
-  Use a dedicated power source as indicated on the rating label attached to the unit. A multiple-tap may cause fire resulting from abnormal heating.
-  **Connect the power supply plug to the power source firmly after removing the dust on the plug.** A dusty plug or improper insertion may cause a heat or ignition.
-  **Never store corrosive substances such as acid or alkali** in this unit if the container cannot be sealed. These may cause corrosion of inner components or electric parts.
-  **Check the setting when starting up of operation after power failure or turning off of power switch.** The stored items may be damaged due to the change of setting.
-  **Be careful not to tip over the unit** during movement to prevent damage or injury.
-  **Prepare a safety check sheet** when you request any repair or maintenance for the safety of service personnel.
-  Fix the shelves securely. Incomplete installation may cause injury or damage.

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

This equipment is designed to be safe at least under the following conditions (based on the IEC 61010-1):

- Indoor use;
- Altitude up to 2000 m;
- Temperature 5 °C to 40 °C
- Maximum relative humidity 80 % for temperature up to 31 °C decreasing linearly to 50 % relative humidity at 40 °C;
- Mains supply voltage fluctuations up to ± 10 % of the nominal voltage;
- Transient overvoltages up to the levels of OVERVOLTAGE CATEGORY II;
- Temporary OVERVOLTAGES occurring on the mains supply;
- Applicable pollution degree of the intended environment (POLLUTION DEGREE 2 in most cases);


SYMBOLS ON UNIT

The symbols are attached to the ultra-low temperature freezer. The following table describes the symbols.



	This symbol is attached to covers that access high-voltage electrical components to prevent electric shock. Only a qualified engineer or service personnel should be allowed to open these covers.
	This symbol indicates that caution is required. Refer to product documentation for details.
	This symbol indicates an earth.
	This symbol means "ON" for a power switch.
	This symbol means "OFF" for a power switch.

FREEZER COMPONENTS

Freezer unit



Drain cap




<Inside of the front cover>

FREEZER COMPONENTS

- 1. Lock:** Turn clockwise to 90 ° with a key and the door is securely locked.
- 2. Magnetic door gasket:** This prevents the cold air from escaping. Always keep clean.
- 3. Handle:** Always grip this handle to open and close the outer door.
- 4. Drain hose:** The drain hose can be used to collect the defrosted water. See page 19 for usage.
- 5. Leveling foot:** These are screw bolts used to install and fix the unit. Adjust the height of the leveling feet by turning the screw bolts until 2 front casters are away from the floor.
- 6. Caster:** 4 casters are provided to facilitate moving of the cabinet. For the installation, adjust the leveling foot so that the front two casters cannot contact with the floor.
- 7. Shelf:** Items to be stored in the chamber must be placed on the shelves. The maximum storage weight for each shelf is 50 kg.
Note: Fix the shelf stopper and shelves securely. Incomplete installation may cause injury or damage. Never touch the storage items with wet hands. Touching with the wet hands may cause frostbite.
- 8. Access port:** This is used for leading the measuring cable from the freezing chamber to the outside. A total of 2 are provided. ; left side and top of the freezer.
- 9. Door latch:** The lock the door, turn this latch downward. A padlock is also available.
- 10. Control panel:** The operation status is displayed on this panel. And the temperature setting is available through this panel. Refer to page 10 for details.
- 11. Front cover:** Open this cover when connecting the remote alarm.
- 12. Space for temperature recorder:** Space for a temperature recorder (optional component) is available separately. See page 26 “TEMPERATURE RECORDER (OPTION)”.
- 13. Battery switch:** Switch for battery used for power failure alarm. Always keep ON. Turn the switch OFF when the unit is in no use for a long period (more than one month).
- 14. Remote alarm terminal:** Used to notify an alarm condition of the unit to remote location. See page 14 for details.
- 15. Power switch (back side):** This is for turning ON/OFF the power to the unit. ON – “I” OFF – “O”
- 16. Fixture (back side):** These keep the adequate apace between the unit and wall, and also can be used for fixing the unit.

FREEZER COMPONENTS

Control panel



1. Door check lamp (DOOR): This lamp is lit when the door is open.

2. Alarm lamp (ALARM): This lamp is flashed during alarm condition.

3. Temperature display: This indicator shows the chamber temperature, set temperature, or error code.

4. Numerical value shift key (▲): Pressing this key in the setting mode causes the numerical value to change. ON-OFF of key lock can be selected by pressing this key in the key lock setting mode.

5. Digit shift key (▶▶): Pressing this key in set mode causes the changeable digits to move. Key lock is activated by pressing this key for more than five seconds in the temperature display mode. See “Key lock function” on page 14.

6. Set key (SET): At “temperature display mode”; pressing this key leads “chamber temperature setting mode”.
At “setting mode”; stores the value into computer memory.

7. Defrost key (DEF): When removing the frost, press this key for 5 seconds. The freezer operation is stopped. After removing the frost, press this key again.

Note: After the defrosting, the freezing operation is never resumed automatically. Make sure to press back in the freezer chamber.

8. Buzzer stop key (BUZZER): Press this key to silence the buzzer in the event that the alarm operates and buzzer sounds. See page 16, 17 for the details.

9. Alarm test key (ALARM TEST): Buzzer will sound and remote alarm will be activated by pressing.

INSTALLATION SITE

To operate this unit properly and to obtain maximum performance, install the unit in a location with the following conditions:

■ **A location not subjected to direct sunlight**

Do not install the unit under direct sunlight. Installation in a location subjected to direct sunlight cannot obtain the intended performance.

■ **A location with adequate ventilation**

Leave at least 10 cm around the unit for ventilation. Poor ventilation will result in a reduction of the performance and consequently the failure.

■ **A location away from heat generating sources**

Avoid installing the unit near heat-emitting appliances such as a heater or a boiler etc. Heat can decrease the intended performance of the unit.

■ **A location with little temperature change**

Install the unit under stable ambient temperature. The allowable ambient temperature is between +5 °C and +35 °C.

■ **A location with a sturdy and level floor**

Always install the unit on a sturdy and level floor. The uneven floor or tilted installation may cause failure or injury. Install the unit in stable condition to avoid the vibration or noise. Unstable condition may cause vibration or noise.



WARNING

Install the unit on a sturdy floor. If the floor is not strong enough or the installation site is not adequate, this may result in injury from the unit falling or tipping over.

Select a level and sturdy floor for installation. This precaution will prevent the unit from tipping. Improper installation may result in water spillage or injury from the unit tipping over.

■ **A location not prone to high humidity**

Install the unit in the ambient of 80 %R.H. or less humidity. Installation under high humidity may cause current leakage or electric shock.



WARNING

Do not use the unit outdoors. Current leakage or electric shock may result if the unit is exposed to rain water.

Never install the unit in a humid place or a place where it is likely to be splashed by water. Deterioration of the insulation may result which could cause current leakage or electric shock.

■ **A location without flammable or corrosive gas**

Never install the unit in a location where it will be exposed to flammable or corrosive gas. This may cause explosion or fire or may result in the current leakage or electric shock by the corrosion of the electrical components.

■ **A location without the possibility of anything fall**

Avoid installing the unit in the location where anything can fall down onto the unit. This may cause the breakdown or failure of the unit.

INSTALLATION

1. Removing the packaging materials and tapes

Remove all transportation fixed metal fittings (the side of the left) (Fig. 1) and tapes. Open the doors and ventilate the unit. If the outside panels are dirty, clean them with a diluted neutral dishwashing detergent.

✧Undiluted detergent can damage the plastic components. For the dilution, refer to the instruction of the detergent.)
✧After the cleaning with the diluted detergent, always wipe it off with a wet cloth. Then wipe off the panels with a dry cloth.

Note:

Remove the cable tie banding the power supply cord. Prolonged banding may cause the corrosion of the cord coating.

2. Removal of the door fixed plate

The door of the product is fixed by the door fixed plate.

A screw hole should fix an attached plastic screw on the product. (4 places) (Fig. 1)

3. Adjusting the leveling foot

Stretch the leveling feet by rotating them to contact them to the floor. Ensure the unit is installed horizontally. (Fig. 2)

4. Fixing the unit

Two fixtures are attached to the rear of the frame. Fix the frame to the wall with these fixtures and rope or chain.

(Fig. 3)

5. Ground (earth)

The ground (earth) is for preventing the electric shock in the case of unexpected deterioration of the electrical insulation. Always ground the unit at the time of installation.





Fig. 1



Leveling foot Fig. 2




Fig. 3

⚠ WARNING

Use a power supply outlet with ground (earth) to prevent electric shock. If the power supply outlet is not grounded, it is necessary to install a ground by qualified engineers.

Never ground the unit through a gas pipe, water main, telephone line or lightning rod. Such grounding may cause electric shock in the case of an incomplete circuit.

START-UP OF UNIT

Use the following procedure to start trial operation or actual operation of the unit.

1. A power supply plug is connected with the power supply without putting samples in the product.
2. A power switch and a battery switch are turned on.
3. Push a buzzer stop key (BUZZER), and stop a buzzer though an alarm buzzer may ring.
4. Set up chamber temperature.
5. Check that chamber temperature gets cold to setup temperature.
6. An alarm test key (ALARM TEST) is pushed, and an alarm lamp flashed, and it is checked that a buzzer rings. At this time, a remote alarm works, too. (When a remote alarm terminal is being used.)
7. Put the storage samples by the above inspection so that chamber temperature may not rise when it is completely normal.

< Important >

Do not block the air intake vent or air exhaust vent in the freezer. Arrange the storage items with adequate space to keep the air circulation.

A sample deteriorates when chamber temperature rises.

Operation after power failure

The set value is memorized by nonvolatile memory. Accordingly, the freezer resumes the operation with setting before power failure.

Note:





As for the after power failure, a product may not start by the voltage descent and so on so that all machines may start at the same time. Be sure to check the operation conditions of the product.

TEMPERATURE SETTING

Table 1 shows the basic operation method. Perform key operations in the sequence indicated in the table. The example in the table is based on the assumption that the freezer temperature is -25 °C.

Note: The chamber temperature is set to -30 °C at the factory.

Table 1 Basic operation sequence (Example: Chamber temperature -25 °C)

	Description of operation	Key operated	Indication after operation
1	Connect the power source and turn on the power switch.	----	The current chamber temperature is displayed. Chamber temperature higher than 1 °C to be displayed "HI" lower than -41 °C to be displayed "LO".  
2	Press set key.	SET	The first digit is flashed. 
3	Set the temperature to -25 with the digit shift key and the numerical value shift key.		When pressed, the settable digit shifted.
			When pressed, the figure of settable digit changes. 
4	Press set key.	SET	Set temperature is memorized and the current chamber temperature is displayed. 

✧The freezer temperature can be set in the range between -18 °C and -35 °C. Remember that the guaranteed temperature with no load at an ambient temperature of 35 °C is -30 °C

✧The setting mode returns to the temperature display mode automatically when 90 seconds has passed without any key operation. In this case, any setting before pressing the set key (SET) is not memorized.

KEY LOCK FUNCTION

This unit is provided with the key lock function. When the key lock is ON, change of the setting through the key pad is not available. The key lock is set in OFF at the factory.

Display	Mode	Function
L o 0	Key lock is OFF	Enable to change of temperature setting
L o 1	Key lock is ON	Disable to change of temperature setting

Table 2 Procedure for key lock setting (change from key lock OFF to key lock ON)

	Description of operation	Key operated	Indication after operation
1		----	The current chamber temperature is displayed.
2	Press digit shift key for 5 seconds.		The first digit is displayed.
3	Press numerical value shift key and scroll the figure to 1.		When pressed, the figure of settable digit changes.
4	Press set key.	SET	The key lock is set to ON. The current chamber temperature is displayed.

◇The setting mode returns to the temperature display mode automatically when 90 seconds has passed without any key operation. In this case, any setting before pressing the set key (SET) is not memorized.

◇The key lock only works with the chamber temperature setting and the defrost key (DEF).

A key lock function becomes on when it is changed to Lo1 with a process 3.

REMOTE ALARM TERMINAL

WARNING

Always disconnect the power supply cord before connecting an alarm device to the remote alarm terminal.

The terminal of the remote alarm is installed at the lower left side of the unit. The alarm is outputted from this terminal. Contact capacity is DC 30 V, 2 A.

	between COM. and N.O.	between COM. and N.C.
At normal	Open	Close
At abnormal	Close	Open

Note:

- The alarm status of remote alarm terminal and audible alarm are cancelled by pressing the buzzer stop key (BUZZER) since the remote alarm is operated in conjunction with buzzer (except for power failure alarm status). The visual alarm will remain active until the alarm condition is rectified.
- It is recommended to use cables with a maximum length of 30 meters.

ALARM TEMPERATURE SETTING

This unit is provided with both high and low temperature alarms. The temperature at which the alarm is activated may be changed.

The available set range for high temperature alarm is between +5 °C and +15 °C, and -5 °C and -15 °C for low temperature alarm against the chamber temperature.

Note: The temperature alarm is set at ± 10 °C of the set temperature at the factory.

Table 3. Procedure for setting high temperature alarm (Example: Chamber temperature +5 °C)

	Description of operation	Key operated	Indication after operation
1		----	The current chamber temperature is displayed.
2	Press and hold the digit shift & numerical value shift key more than 5 seconds.	+	Set into alarm temperature setting mode F00 is displayed.
3	Press the numerical value shift key and choice high temperature alarm.		If choose high temperature alarm F00 is displayed.
4	Press set key.	SET	10 is displayed.
5	Press the numerical value shift key		When pressed, the changeable digit changes. If choice 5 degree. 5 is displayed.
6	Press set key.	SET	Set temperature is memorized and the current chamber temperature is displayed.

Table 4. Procedure for setting low temperature alarm (Example: Chamber temperature -5 °C)

	Description of operation	Key operated	Indication after operation
1		----	The current chamber temperature is displayed.
2	Press and hold the digit shift & numerical value shift key more than 5 seconds.	+	Set into alarm temperature setting mode F00 is displayed.
3	Press the numerical value shift key and choice low temperature alarm.		If choose low temperature alarm is F01 displayed.
4	Press set key.	SET	-10 is displayed.
5	Press the numerical value shift key		When pressed, the changeable digit changes. If choice -5 degree. - 5 is displayed.
6	Press set key.	SET	Set temperature is memorized and the current chamber temperature is displayed.

◇The setting mode returns to the temperature display mode automatically when 90 seconds has passed without any key operation. In this case, any setting before pressing the set key (SET) is not memorized.

ALARMS FUNCTIONS

This unit has the alarm functions shown below.

Contact our company sales representative or agent after moving the storage items to other refrigerator or freezer if the alarm status continues because there is a possibility of any failure.

Alarm & Safety	Situation	Indication	Buzzer	Remote alarm terminal
High temperature alarm	If the chamber temperature is higher than the temperature at which the high temperature alarm is activated.	Alarm lamp is flashed. Temperature display is flashed.	Intermittent tone after a delay of 15 minutes.	Remote alarm is activated after a delay of 15 minutes.
Low temperature alarm	If the chamber temperature is lower than the temperature at which the low temperature alarm is activated.	Alarm lamp is flashed. Temperature display is flashed.	Intermittent tone after a delay of 15 minutes.	Remote alarm is activated after a delay of 15 minutes.
Power failure alarm	In the case of power failure. When power switch is turned OFF. When the power to the unit is disconnected.	Alarm lamp is flashed.	Intermittent tone	Remote alarm is activated.
Door alarm	When the door is open.	Door check lamp is lit.	Intermittent tone after a delay of 2 minutes.	-----

✧The remote alarm terminal is in alarm status in conjunction with the buzzer. However, the alarm status of the remote alarm terminal is cancelled by pressing the buzzer stop key (BUZZER).

SAFETY FUNCTIONS

This unit has the safety functions shown below.

Alarm & Safety	Situation	Indication, Buzzer	Safety operation
Auto return	When there is no key pressing in setting mode for 90 seconds.	-----	Finishing of setting mode and returning to the temperature display mode.
Key lock	When the key lock is ON (Lo1).	-----	The change of temperature setting is disable.

SELF DIAGNOSTIC FUNCTIONS

This unit has the self diagnostic functions shown below.

Contact our company sales representative or agent if an error code (ex. E01) is displayed resulting from the self diagnostic.

Alarm & Safety	Situation	Indication	Buzzer	Remote alarm terminal
Sensor Abnormality	If the thermal sensor goes open circuit.	Alarm lamp is flashed. E01 and LO are displayed alternately.	Intermittent tone	Alarm status
	If the thermal sensor goes short circuit.	Alarm lamp is flashed. E01 and HI are displayed alternately.		
	If the compressor protection temperature sensor is disconnected.	Alarm lamp is flashed. E03 and chamber temp. are displayed alternately.		
	If the compressor protection temperature sensor is short circuited.			
Compressor temp. Abnormality	In case of failure of compressor cooling fan motor. In case of abnormal high ambient temperature. (when the temperature about 103 °C.)	Alarm lamp is flashed. E10 and chamber temp. are displayed alternately.		

✧The remote alarm is cancelled by pressing the buzzer stop key (BUZZER) since the remote alarm is operated in conjunction with the buzzer, except for the power failure alarm status.

✧After a power failure, the unit will resume operation with the set value that was in place before power failure occurred.

✧The chamber temperature is displayed for 5 seconds by pressing buzzer stop key (BUZZER) during power failure alarm. Then the buzzer is silenced. The alarm lamp keeps flashing.

✧The battery for power failure alarm is an article for consumption. It is recommended that the battery will be replaced about every 3 years. Contact our sales representative or agent at the time of replacement of the battery.

✧About 2 days operation of a freezer is necessary to full charge the battery.

✧Fan motor is expendable supplies. Replace them for about every 6 years. Contact our sales representative or agent at the time of replacement of the fan motor.

✧Attach the inspection label of the accessories in front of the product, and use the repair time of the battery and the fan motor.

✧The remote alarm terminal is in alarm status in conjunction with the buzzer. However, the alarm status of the remote alarm terminal is cancelled by pressing the buzzer stop key (BUZZER).

MAINTENANCE

WARNING

Always disconnect the power supply to the unit prior to any repair or maintenance of the unit in order to prevent electric shock or injury.

Ensure you do not inhale or consume medication or aerosols from around the unit at the time of maintenance. These may be harmful to your health.

CAUTION

Always put on the dry gloves to protect the hands at the time of maintenance. No gloves may cause cut of the finger by the edge or corner.

Cleaning of cabinet

Use a dry cloth to wipe off small amounts of dirt on the outside and inside of the unit and all accessories. If the outside panels are dirty, clean them with a diluted neutral dishwashing detergent.

Wipe off the condensation on the exterior of the cabinet with a dry soft cloth.

✧ Undiluted detergent can damage the plastic components. For the dilution, refer to the instruction of the detergent.

✧ After the cleaning with the diluted detergent, always wipe it off with a wet cloth. Then wipe off the cabinet or accessories with a dry cloth.

<Important>

- Never pour water onto or into the unit. Doing so can damage the electric insulation and cause failure.
- Always replace the accessories removed for the cleaning to keep the intended performance.

MAINTENANCE

Defrosting

Use the scraper provided for removing the frost if the freezer operation must be continued. Pay attention not to impact or damage the inner wall.

1. When defrosting, move all the contents of containers in the freezer to another low temperature freezer.
2. Pressing the defrost key (DEF) for more than 5 seconds to stop the freezing operation.

While the freezing operation is stopped, the current chamber temperature and dF is displayed on the control panel alternately.

3. After several hours, check the visually that all defrost was removed completely.

4. If a defroster is finished, a drain cap at bottom inside the freezer is removed.

Draw drain hose, and drain the water with water inside the freezer in the tray.

Wipe the water left in the freezer, and do the cap.

5. Pressing about 5 seconds the defrost key (DEF), the freezing operation can be started.

6. Once the chamber temperature has dropped to the desired temperature, place the original contents back in the freezer chamber.

Note:

After the defrosting, the freezing operation is never resumed automatically.

Make sure to press the defrost key (DEF) for more than 5 seconds to start operation again.

TROUBLESHOOTING

If the unit malfunctions, check out the following before calling for service.

Malfunction	Check/Remedy
The chamber is not cooled at all	☐ The circuit breaker of power source is active. ☐ The voltage is too low? (In this case, call an electrician.) ☐ The power switch is not ON. ☐ The freezer is in defrost condition. ☐ It is using near the electric product which makes an electric wave occur.
The cooling is poor	☐ The large amount of articles (load) is stored in the chamber at one time. ☐ The ambient temperature is too high. ☐ The door is not closed firmly. ☐ The large amount of frost is built on the chamber wall. ☐ The set temperature is not inputted properly. ☐ The freezer is in the direct sunlight. ☐ There is any heating source near the freezer. ☐ A rubber cap and insulation for the access port are not set correctly. ☐ You put too many unfrozen articles into the freezer compartment. ☐ It is using near the electric product which makes an electric wave occur.
When the unit does not accept changes of set-point temperature	☐ The key lock is set in ON.
Noise	☐ The freezer is not installed on the sturdy floor. ☐ The freezer is not leveled with the leveling feet. ☐ There is anything touching the frame. ☐ The freezer is in the status immediately after start up. The unit sometimes causes a noise when the chamber temperature is high due to the large load. The noise gets less and less accompanying with the cooling of the chamber.

Note:

If the malfunction is not eliminated after checking the above items, or the malfunction is not shown in the above table, contact our sales representative or agent.

Keep the electric product which makes an electric wave occur near this product away. An electromagnetic wave has an influence as a noise, and a product sometimes operates faultily.

A compressor is in this product about the top of the product. After the operation of the compressor stops, it has the sound that refrigerant flows after several seconds. This makes the pressure of the compressor decrease, and it is the sound which makes it drive at the time of the next movement with little energy. This sound is not a problem.

CAUTION

The noise of refrigerant flow may be heard due to the characteristic of refrigerating circuit. Especially for several minutes after start-up, the noise of fan motor or refrigerant flow can be larger. But such noise does not mean malfunction nor failure.

DISPOSAL OF UNIT

WARNING

If the unit is to be stored unused in an unsupervised area for an extended period **ensure that children do not have access and doors cannot be closed completely.**

The disposal of the unit should be accomplished by appropriate personnel. Always remove doors to prevent accidents such as suffocation.

Recycle of battery

(Only for USA and CANADA)

A nickel metal hydride battery that is recyclable powers the product you have purchased. Please call 1-800-8-BATTERY for information on how to recycle this battery.

L'appareil que vous vous êtes procuré est alimenté par une pile au nickel-métal-hydrure (NiMH). Pour des renseignements sur le recyclage de la pile, veuillez composer le 1-800-8-BATTERY.



Use the specified charger.



■ Label indication is obliged to comply with Taiwanese battery regulation.

Refrigerant

REGULATION (EU) No 517/2014 on Certain Fluorinated Greenhouse Gases

This product contains fluorinated greenhouse gases as refrigerant.

Refrigerant	GWP	Refrigerant (net) (kg)	Weight of CO2 equivalent (ton)
R-449A	1397	0.260	0.36

Decontamination of unit

Before disposing a unit with biohazardous danger, decontaminate the unit to the extent possible by the user.

DISPOSAL OF UNIT

Disposal of Old Equipment and Batteries

Only for European Union and countries with recycling systems



These symbols on the products, packaging, and/or accompanying documents mean that used electrical and electronic products and batteries must not be mixed with general household waste.

For proper treatment, recovery and recycling of old products and used batteries, please take them to applicable collection points in accordance with your national legislation.



By disposing of them correctly, you will help to save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment.

For more information about collection and recycling, please contact your local municipality.

Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

Note for the battery symbol (bottom symbol):

This symbol might be used in combination with a chemical symbol. In this case it complies with the requirement set by the Directive for the chemical involved.

Likvidácia opotrebovaných zariadení a batérií

Len pre Európsku úniu a krajiny so systémom recyklácie



Tieto symboly uvádzané na výrobkoch, balení a/alebo v sprievodnej dokumentácii informujú o tom, že opotrebované elektrické a elektronické výrobky a batérie sa nesmú likvidovať ako bežný domový odpad.

V záujme zabezpečenia správneho spôsobu likvidácie, spracovania a recyklácie odovzdajte opotrebované výrobky a batérie na špecializovanom zbernom mieste v súlade s platnou legislatívou.



Správnym spôsobom likvidácie týchto výrobkov a batérií prispějete k zachovaniu cenných zdrojov a predídete prípadným negatívnym dopadom na ľudské zdravie a životné prostredie.

Podrobnejšie informácie o zbere a recyklácii vám poskytnú miestne úrady.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s platnou legislatívou udelené pokuty.

Poznámka týkajúca sa symbolu batérie (spodný symbol):

Tento symbol môže byť použitý spolu so symbolom chemickej značky. V takom prípade vyhovuje požiadavke stanovenej Smernicou týkajúcou sa príslušnej chemikálie.

Изхвърляне на излезли от употреба електрически и електронни уреди и батерии

Само за Европейския съюз и страните със системи за рециклиране



Този символ върху продуктите, опаковката и/или придружаващите документи означава, че изразходваните електрически и електронни продукти и батериите не бива да се изхвърлят в общите битови отпадъци.

Моля, предавайте старите продукти и изхабените батерии за обработка, преработка и рециклиране на компетентните пунктове за събиране на отпадъци съгласно законовите разпоредби.



Като изхвърляте тези продукти и батериите правилно, Вие помагате за запазване на ценни ресурси и за избягване на евентуално вредните влияния върху човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно събирането и рециклирането се обърнете към Вашето предприятие на място, предлагащо услуги във връзка с изхвърлянето на отпадъците.

Съгласно разпоредбите в страната за неправилно изхвърляне на тези отпадъци могат да бъдат наложени парични глоби.

Указание за символа батерия (символ долу):

Този символ може да е изобразен в комбинация с химически символ. В този случай това се прави поради изискванията на директивите, издадени за съответния

Tájékoztató felhasználók számára az elhasználtott készülékek, szárazelemek és akkumulátorok begyűjtéséről és ártalmatlanításáról.

Csak az Európai Unió és olyan országok részére, amelyek begyűjtő rendszerekkel rendelkeznek



A termékeken, a csomagoláson és/vagy a kísérő dokumentumokon szereplő szimbólumok azt jelentik, hogy az elhasználtott elektromos és elektronikus termékeket, szárazelemeket és akkumulátorokat tilos az általános háztartási hulladékkal keverni.



Az elhasználtott készülékek, szárazelemek és akkumulátorok megfelelő kezelése, hasznosítása és újrafelhasználása céljából, kérjük, hogy a helyi törvényeknek, megfelelően juttassa el azokat a kijelölt gyűjtőhelyekre.

E termékek, szárazelemek és akkumulátorok előírászerű ártalmatlanításával Ön hozzájárul az értékes erőforrások megővéséhez, és megakadályozza az emberi egészség és a környezet károsodását.

Amennyiben a begyűjtéssel és újrafelhasználással kapcsolatban további kérdése lenne, kérjük, érdeklődjön a helyi önkormányzatnál.

E hulladékok szabálytalan elhelyezését a nemzeti jogszabályok büntethetik.

Megjegyzés a szárazelem- és akkumulátor-szimbólummal kapcsolatban (alsó szimbólumpélda):

Ezek a szimbólumok kémiai szimbólummal együtt alkalmazhatók. Ebben az esetben teljesíti az EU irányelvnek vegyi anyagra vonatkozó követelményét.

Pozbywanie się zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii.

Dotyczy wyłącznie obszaru Unii Europejskiej oraz krajów posiadających systemy zbiórki i recyklingu.



Niniejsze symbole umieszczane na produktach, opakowaniach i/lub w dokumentacji towarzyszącej oznaczają, że nie wolno mieszać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii z innymi odpadami domowymi/komunalnymi.

W celu zapewnienia właściwego przetwarzania, utylizacji oraz recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych baterii, należy oddawać je do wyznaczonych punktów gromadzenia odpadów zgodnie z przepisami prawa krajowego.



Poprzez prawidłowe pozbywanie się zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych baterii pomagasz oszczędzać cenne zasoby naturalne oraz zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na zdrowie człowieka oraz na stan środowiska naturalnego.

W celu uzyskania informacji o zbiórce oraz recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii prosimy o kontakt z władzami lokalnymi.

Za niewłaściwe pozbywanie się tych odpadów mogą grozić kary przewidziane przepisami prawa krajowego.

Dotyczy symbolu baterii (symbol poniżej):

Ten symbol może występować wraz z symbolem pierwiastka chemicznego. W takim przypadku wymagania Dyrektywy w sprawie określonego środka chemicznego są spełnione.

Pomembna informacija za pravilno odstranjevanje izrabljene opreme in baterij

Samo za države EU in države, kjer imajo vzpostavljene sistem recikliranja odpadnih snovi



Simboli na samem izdelku, embalaži ali spremljajočih dokumentih pomenijo, da po koncu življenjske dobe aparata, z njim ni dovoljeno ravnati kot z drugimi gospodinjstskimi odpadki.

Vaša dolžnost je, da izrabljeno opremo ali napravo ter baterijske vložke predate v odstranjevanje na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje odpadkov v okviru vaše lokalne skupnosti oziroma zastopniku, ki opravlja dejavnost prevzemanja odpadne električne in elektronske opreme.

S tem, ko jih pravilno odstranite (reciklirate in sortiranje nevarnih odpadkov) varujete naše življensko okolje ter preprečujete negativni vpliv na naravo okrog nas, na naše življensko pomembne vire in vode.

Za dodatne informacije o zbiranju in recikliranju, prosim kontaktirajte vašo lokalno skupnost.

Nepravilno odstranjevanje nevarnih in izrabljenih snovi ter naprav je lahko kaznivo dejanje.

Obvestilo za baterijski simbol (spodnji simbol):

Ta simbol se uporablja v kombinaciji s kemičnim simbolom. V takšnem primeru odgovarja zahtevi, ki jo določa direktiva za dotično kemikalijo.

DISPOSAL OF UNIT

Likvidace použitých zařízení a baterií Jen pro státy Evropské unie a země s fungujícím systémem recyklace a zpracování odpadu.  Tyto symboly na výrobcích, jejich obalech a v doprovodné dokumentaci upozorňují na to, že se použité elektrické a elektronické zařízení, včetně baterií, nesmějí likvidovat jako běžný komunální odpad.  Aby byla zajištěna správná likvidace a recyklace použitých výrobků a baterií, odevzdávejte je v souladu s národní legislativou na příslušných sběrných místech. Správnou likvidací přispějete k úspoře cenných přírodních zdrojů a předejdete možným negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí. O další podrobnosti o sběru a recyklaci odpadu požádejte místní úřady. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu se vystavujete postihu podle národní legislativy. Poznámka k symbolu baterie (značka pod symbolem): Tento symbol může být použitý v kombinaci s chemickou značkou. Takový případ je souladu s požadavky směrnice pro chemické látky.	Vanhojen laitteiden ja paristojen hävittäminen Vain EU-jäsenmaille ja kierrätysjärjestelmää käyttäville maille  Tämä symboli tuotteissa, pakkauksessa ja/tai asiakirjoissa tarkoittaa, että käytettyjä sähköllä toimivia ja elektronisia tuotteita ei saa laittaa yleisiin talousjätteisiin.  Johda vanhat tuotteet ja käytetyt paristot käsittelyä, uusiointia tai kierrätystä varten vastaaviin keräyspisteisiin laissa annettujen määräysten mukaisesti. Hävittämällä tuotteet asiaankuuluvasti, autat samalla suojaamaan arvokkaita luonnonvaroja ja estämään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia ihmiseen ja luontoon. Lisätietoa keräämisestä ja kierrätyksestä saa paikalliselta jätehuollosta vastuulliselta viranomaiselta. Maiden lainsäädännön mukaisesti tämän jätteen määräystenvastaisesta hävittämisestä voidaan antaa sakkorangaistuksia. Huomautus paristosymbolista (symboli alhaalla): Tämä symboli voidaan näyttää jonkin kemiallisen symbolin yhteydessä. Siinä tapauksessa se perustuu vastaaviin direktiiveihin, jotka on annettu kyseessä olevalle kemikaalille.
Eski Ekipman ve Bataryaların Tasfiyesi Sadece Avrupa Birliği ve geri dönüşüm sistemleri olan ülkeler için  Ürünlerin, ambalajın ve/veya ek olarak gelen belgelerin üzerindeki bu semboller, elektrikli ve elektronik ürünlerin ve bataryaların genel ev atıklarıyla karıştırılmaması gerektiği anlamına gelir.  Eski ürünlerin ve kullanılmış bataryaların doğru şekilde işlenmesi, geri kazanımı ve geri dönüşümü için lütfen bunları ulusal kanunlara uygun olan toplama noktalarına götürün. Bunları doğru şekilde tasfiye ederek değerli kaynakları kurtarmaya ve insan sağlığı ve çevre üzerinde oluşabilecek olumsuz etkileri önlemeye yardım edeceksiniz. Toplama ve geri dönüşüm hakkında daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki belediye ile irtibat kurun. Bu atığın yanlış şekilde tasfiye edilmesi durumunda ulusal kanunlar uyarınca cezalar verilebilir. Batarya sembolüne bakın (alttaki sembol): Bu sembol bir kimyasal sembolü ile birlikte kullanılmış olabilir. Bu durumda batarya, kullanılan kimyasal maddeye yönelik Direktif ile belirlenen şartı karşılıyordur.	Entsorgung von Altgeräten und Batterien Nur für die Europäische Union und Länder mit Recyclingsystemen  Dieses Symbol, auf den Produkten, der Verpackung und/oder den Begleiddokumenten, bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte sowie Batterien nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden dürfen.  Bitte führen Sie alte Produkte und verbrauchte Batterien zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß den gesetzlichen Bestimmungen den zuständigen Sammelpunkten zu. Endnutzer sind in Deutschland gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien an einer geeigneten Annahmestelle verpflichtet. Batterien können im Handelsgeschäft unentgeltlich zurückgegeben werden. Indem Sie diese Produkte und Batterien ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schützen und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden. Für mehr Informationen zu Sammlung und Recycling, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Abfallentsorgungsdienstleister. Gemäß Landesvorschriften können wegen nicht ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Abfalls Strafgeelder verhängt werden. Hinweis für das Batteriesymbol (Symbol unten): Dieses Symbol kann in Kombination mit einem chemischen Symbol abgebildet sein. In diesem Fall erfolgt dieses auf Grund der Anforderungen derjenigen Richtlinien, die für die betreffende Chemikalie erlassen wurden.
L'élimination des équipements et des batteries usagés Applicable uniquement dans les pays membres de l'Union européenne et les pays disposant de systèmes de recyclage.  Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, ce pictogramme indique que les piles, appareils électriques et électroniques usagés, doivent être séparés des ordures ménagères.  Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des piles et des appareils usagés, veuillez les porter à l'un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur. En les éliminant conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à éviter le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement. Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage, veuillez vous renseigner auprès des collectivités locales. Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une peine d'amende. Note relative au pictogramme à apposer sur les piles (pictogramme du bas) : Si ce pictogramme est combiné avec un symbole chimique, il répond également aux exigences posées par la Directive relative au produit chimique concerné.	Eliminación de Aparatos Viejos y de Pilas y Baterías Solamente para la Unión Europea y países con sistemas de reciclado.  Estos símbolos en los productos, su embalaje o en los documentos que los acompañan significan que los productos eléctricos y electrónicos y pilas y baterías usadas no deben mezclarse con los residuos domésticos.  Para el adecuado tratamiento, recuperación y reciclaje de los productos viejos y pilas y baterías usadas llévelos a los puntos de recogida de acuerdo con su legislación nacional. En España, los usuarios están obligados a entregar las pilas en los correspondientes puntos de recogida. En cualquier caso, la entrega por los usuarios será sin coste alguno para éstos. El coste de la gestión medioambiental de los residuos de pilas, acumuladores y baterías está incluido en el precio de venta. Si los elimina correctamente ayudará a preservar valiosos recursos y evitará potenciales efectos negativos sobre la salud de las personas y sobre el medio ambiente. Para más información sobre la recogida u reciclaje, por favor contacte con su ayuntamiento. Puede haber sanciones por una incorrecta eliminación de este residuo, de acuerdo con la legislación nacional. Nota para el símbolo de pilas y baterías (símbolo debajo): Este símbolo puede usarse en combinación con el símbolo químico. En este caso, cumple con los requisitos de la Directiva del producto químico indicado.

DISPOSAL OF UNIT

Smaltimento di vecchie apparecchiature e batterie usate Solo per Unione Europea e Nazioni con sistemi di raccolta e smaltimento  Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio e/o sulle documentazioni o manuali accompagnanti i prodotti indicano che i prodotti elettrici, elettronici e le batterie usate non devono essere buttati nei rifiuti domestici generici. Per un trattamento adeguato, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie usate vi invitiamo a portarli negli appositi punti di raccolta secondo la legislazione vigente nel vostro paese. Con uno smaltimento corretto, contribuirete a salvare importanti risorse e ad evitare i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. Per ulteriori informazioni su raccolta e riciclaggio, vi invitiamo a contattare il vostro comune. Lo smaltimento non corretto di questi rifiuti potrebbe comportare sanzioni in accordo con la legislazione nazionale. Note per il simbolo batterie (simbolo sotto): Questo simbolo può essere usato in combinazione con un simbolo chimico. In questo caso è conforme ai requisiti indicati dalla Direttiva per il prodotto chimico in questione.	Eliminação de Equipamentos Usados e Baterias Apenas para a União Europeia e países com sistemas de reciclagem  Estes símbolos nos produtos, embalagens, e/ou documentos que os acompanham indicam que os produtos elétricos e eletrônicos e as baterias usados não podem ser misturados com os resíduos urbanos indiferenciados. Para um tratamento adequado, reutilização e reciclagem de produtos e baterias usados, solicitamos que os coloque em pontos de recolha próprios, em conformidade com a respetiva legislação nacional. Ao eliminar estes produtos corretamente estará a ajudar a poupar recursos valiosos e a prevenir quaisquer potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde humana. Para mais informações acerca da recolha e reciclagem, por favor contacte a sua autarquia local. De acordo com a legislação nacional podem ser aplicadas contraordenações pela eliminação incorreta destes resíduos. Nota para o símbolo da bateria (símbolo na parte inferior): Este símbolo pode ser utilizado conjuntamente com um símbolo químico. Neste caso estará em conformidade com o estabelecido na Diretiva referente aos produtos químicos em causa.
Rimi ta' Taghmir Antik u Batteriji Għall-Unjoni Ewropea u għall-pajjiżi b'sistemi ta' riċiklaġġ biss  Dawn is-simboli fuq il-prodotti, l-imballaġġ u/jew id-dokumenti ta' akkumpanjament ifissru li prodotti elettrici u elettronici u batteriji użati ma jridux jiġu mħallta ma' skart domestiku ġenerali. Għal trattament, irkupru u riċiklaġġ xieraq ta' prodotti antik u batteriji użati, jekk jogħġbok huđhom f'punti tal-ġbir applikabbli f'konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali tiegħek. Billi tarmiħom b'mod xieraq, tgħin sabiex tikkonserva riżorsi prezżjużi u tipprevjeni kwalunkwe effett negattiv potenzjali fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent. Għal aktar informazzjoni dwar il-ġbir u r-riċiklaġġ, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-muniċipalitá lokali tiegħek. F'każ ta' rimi mhux korrett ta' dan l-iskart jistgħu japplikaw penali, f'konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali. Nota għas-simbolu tal-batterija (simbolu ta' taħt): Dan is-simbolu jista' jintuża f'kombinazzjoni ma' simbolu tal-kimika. F'dan il-każ jikkonforma mar-rekwiżit stabbilit mid-Direttiva għall-kimika involuta.	Indsamling af elektroniskrot og brugte batterier Kun for Den Europæiske Union og lande med retursystemer  Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald. For korrekt behandling, indsamling og genbrug af gamle produkter og batterier, skal du tage dem til indsamlingssteder i overensstemmelse med den nationale lovgivning. Ved at skaffe sig af med dem på korrekt vis hjælper du med til at spare værdifulde ressourcer og forhindre eventuelle negative påvirkninger af menneskers sundhed og miljøet. Ønsker du mere udførlig information om indsamling og genbrug skal du kontakte din kommune. Usagkyndig bortskaffelse af elektroniskrot og batterier kan eventuelt udløse bødeforlæggelse. Information om batterisymbol (eksempler nedenfor): Dette symbol kan anvendes sammen med et kemisk symbol. I så fald opfylder det kravene for det direktiv, som er blevet fastlagt for det pågældende kemikalie.
Senų prietaisų ir akumuliatorių utilizavimas Taikoma tik Europos Sąjungai ir šalims, kuriose naudojamas perdavimo sistemos  Jei ant pakuotės ir (arba) lydimuosiuose dokumentuose nurodytas šis simbolis, vadinasi, naudotų elektrinių ir elektroninių gaminių ir akumuliatorių negalima išmesti kartu įprastomis buitinėmis atliekomis. Senus produktus ir naudotus akumuliatorius perduokite apdirbti, likviduoti arba perdirbti kompetentingiems surinkimo punktais pagal įstatymų galios potvarkius. Šiuos gaminius ir akumuliatorius perdavę tinkamai utilizuoti, padėsite išsaugoti vertingus išteklius ir išvengti neigiamo poveikio žmogaus sveikatai ir aplinkai. Jei norite gauti daugiau informacijos apie surinkimą ir perdirbimą, kreipkitės į vietos atliekų utilizavimo paslaugų teikėją. Remiantis šalyje galiojančiais potvarkiais, už netinkamą tokių atliekų utilizavimą gali būti skirta bauda. Akumuliatoriaus simbolio nuoroda (simbolis apačioje): Kartu su šiuo simboliu gali būti pateiktas cheminių medžiagų simbolis. Šis simbolis pateikiamas, kai būtina laikytis atitinkamiems chemikalams taikomų direktyvų reikalavimų.	Depunerea la deșeuri a echipamentelor și a bateriilor vechi Doar pentru Uniunea Europeană și pentru țările cu sisteme de reciclare  Aceste simboluri de pe produse, ambalaje și/sau documentele însoțitoare indică faptul că produsele electrice și electronice, precum și bateriile uzate nu trebuie să fie amestecate cu deșeurile menajere obișnuite. Pentru un tratament corespunzător, pentru recuperarea și reciclarea produselor vechi și a bateriilor uzate, vă rugăm să le depuneți la punctele de colectare special amenajate, în conformitate cu legislația națională. Prin depunerea corespunzătoare a acestora la deșeuri, veți ajuta la economisirea unor resurse valoroase și veți preveni potențiale efecte negative asupra sănătății umane și asupra mediului înconjurător. Pentru mai multe informații despre colectare și reciclare, vă rugăm să contactați autoritățile locale. Este posibil ca depunerea incorrectă la deșeuri să fie pedepsită în conformitate cu legile naționale. Notă pentru simbolul de baterie (ultimele două exemple de simboluri): Acest simbol poate fi utilizat în combinație cu un simbol chimic. În acest caz, acesta este conform cu cerințele stabilite de Directivă pentru elementul chimic în cauză.
Zbrinjavanje starih uređaja i baterija Samo za Europsku uniju i zemlje koje posjeduju sustav recikliranja   Ovaj simbol na proizvodima, pakiranju i/ili popratnim dokumentima znači da se iskorišteni električni i elektronički proizvodi te baterije ne smiju baciti u kućanski otpad. Molimo vas da prema zakonskim odredbama stare proizvode i istrošene baterije predate na ovlaštenim sabiralištima na daljnju obradu, pripremu odn. recikliranje. Ako te proizvode i baterije propisno zbrinete, pomažete pri zaštiti dragocjenih resursa, a istovremeno i izbjegavate eventualne negativne utjecaje na ljudsko zdravlje i okoliš. Za više informacija o zbrinjavanju i recikliranju obratite se svojem lokalnom komunalnom poduzeću. Zbog nepropisnog zbrinjavanja ovog otpada mogu se, ovisno o lokalnim propisima zemlje, izreći i novčane kazne. Napomena za simbol baterije : Ovaj simbol može biti prikazan samo u kombinaciji s kemijskim simbolom. U tom se slučaju upotrebljava na temelju zahtjeva onih direktiva koje su donesene za dotičnu kemikaliju.	

DISPOSAL OF UNIT

Avfallshantering av produkter och batterier Endast för Europeiska Unionen och länder med återvinningssystem   Dessa symboler på produkter, förpackningar och/eller medföljande dokument betyder att förbrukade elektriska och elektroniska produkter och batterier inte får blandas med vanliga hushållssopor. För att gamla produkter och använda batterier ska hanteras och återvinnas på rätt sätt ska dom lämnas till passande uppsamlingsställe i enlighet med nationella bestämmelser. Genom att ta göra det korrekt hjälper du till att spara värdefulla resurser och förhindrar eventuella negativa effekter på människors hälsa och på miljön. För mer information om insamling och återvinning kontakta din kommun. Olämplig avfallshantering kan beläggas med böter i enlighet med nationella bestämmelser. Notering till batterisymbolen (nedanför): Denna symbol kan användas i kombination med en kemisk symbol. I detta fall uppfyller den de krav som ställs i direktivet för den aktuella kemikalien.	Brakerinformasjon om innsamling av gammelt utstyr og brukte batterier Bare for EU og land med retursystemer   Slike symboler på produkter, emballasje, og/eller på medfølgende dokumenter betyr at brukte elektriske/elektroniske produkter og batterier ikke må blandes med vanlig husholdningsavfall. For riktig håndtering og gjenvinning av gamle produkter og brukte batterier, vennligst lever dem til innsamlingssteder i samsvar med nasjonallovgivning. Ved riktig håndtering av disse produktene og batteriene, hjelper du til med å spare verdifulle ressurser og forhindre potensielle negative effekter på menneskers helse og miljø. For mer informasjon om innsamling og gjenvinning vennligst ta kontakt med din kommune. Ukorrekt håndtering av dette avfallet kan medføre straffansvar, i overensstemmelse med nasjonal lovgivning. Merknader for batterisymbolen (nederste symbol): Dette symbolet kan bli brukt i kombinasjon med et kjemisk symbol. I dette tilfellet etterkommer det kravet satt av direktivet for det kjemikalien det gjelder.
Het ontdoen van oude apparatuur en batterijen. Enkel voor de Europese Unie en landen met recycle systemen.   Deze symbolen op de producten, verpakkingen en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet samen mogen worden weggegooid met de rest van het huishoudelijk afval. Voor een juiste verwerking, hergebruik en recycling van oude producten en batterijen, gelieve deze in te leveren bij de desbetreffende inleverpunten in overeenstemming met uw nationale wetgeving. Door ze op de juiste wijze weg te gooien, helpt u mee met het besparen van kostbare hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve effecten op de volksgezondheid en het milieu. Voor meer informatie over inzameling en recycling kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente. Afhankelijk van uw nationale wetgeving kunnen er boetes worden opgelegd bij het onjuist weggooien van dit soort afval. Let op: het batterij symbool (Onderstaand symbool). Dit symbool kan in combinatie met een chemisch symbool gebruikt worden. In dit geval volstaan de eisen, die zijn vastgesteld in de richtlijnen van de desbetreffende chemische stof.	Απόρριψη παλαιών συσκευών και μπαταριών Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες με συστήματα ανακύκλωσης   Το σύμβολο αυτό, πάνω στα προϊόντα, τη συσκευασία ή/και τα συνοδευτικά έγγραφα, υποδηλώνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, καθώς και οι μπαταρίες, δεν πρέπει να απορρίπτονται στα κοινά οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε παραδώστε τα παλαιά προϊόντα και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες για διαχείριση, επεξεργασία ή/και ανακύκλωση σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις των αρμόδιων αρχών αποκομιδής. Με την ορθή απόρριψη αυτών των προϊόντων και μπαταριών, συμβάλλετε στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων και την αποφυγή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και την ανακύκλωση, παρακαλούμε απευθυνθείτε στις κατά τόπους υπηρεσίες συγκομιδής απορριμμάτων. Σε περίπτωση αντικανονικής απόρριψης αυτού του προϊόντος ενδεχομένως να επιβληθούν πρόστιμα, ανάλογα με τη νομοθεσία του εκάστοτε κράτους. Σημείωση για το σύμβολο μπαταρίας (σύμβολο κάτω): Το σύμβολο αυτό μπορεί να απεικονίζεται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Αυτό γίνεται ώστε να υπάρχει συμφωνία με τις απαιτήσεις των εκάστοτε οδηγιών, που εκδόθηκαν για το εν λόγω χημικό.
Nolietoto elektronisko ierīču un elektropreču un bateriju utilizācija Tikai Eiropas valstīs ar utilizācijas sistēmu   Šis simbols, kas izvietots uz ražojumiem, iesaiņojuma un/vai pavaddokumentiem nozīmē, ka nolietotās elektroniskās ierīces un elektropreces, kā arī baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem mājaismniecības atkritumiem. Nogādājiet nolietotos ražojumus un nokalpojušās baterijas tālākai apstrādei, pārstrādei, resp., materiālu atgriešanai pārstrādei attiecīgajās atkritumu savākšanas vietās saskaņā spēkā esošajām likumdošanas prasībām. Nododot šos ražojumus un baterijas profesionālai utilizācijai, jūs palīdzēsiet saudzēt vērtīgus resursus un novērsīsiet iespējamo kaitējumu cilvēku veselībai un un apkārtnē vidi. Lai iegūtu plašāku informāciju par atkritumu savākšanu un atgriešanos pārstrādi, lūdzam vērsties savā vietējā atkritumu pārstrādes uzņēmumā. Saskaņā ar nacionālo likumdošanu par nepareizu šāda veida atkritumu utilizāciju var uzlikt naudas sodu. Norāde par baterijas simbolu (simbols apakšā): Šis simbols var būt attēlots kombinācijā ar ķīmiskās vielas simbolu. Tādā gadījumā tas ir apzīmēts atbilstoši attiecīgo Direktīvu prasībām, kas pieņemtas attiecībā uz attiecīgo ķīmikāliju.	Уклањање старих апарата и батерија Само за Европску Унију и државе са системима рециклирања   Овај симбол на производима, паковању и/или пратећим документима значи да коришћени електрични и електронски апарати не смеју бити бачени у обично кућно ђубре. Молимо да сходно законским одредбама однесете старе производе и искоришћене батерије у надлежна сабирна места на третман, прераду, односно рециклирање. Тиме што ћете ове производе и батерије правилно уклонити помажете да се притом заштите вредни ресурси и избегну евентуална негативна дејства на људско здравље и човекову околину. Молимо да се за више информација у вези сакупљања и рециклирања обратите Вашој месној служби за уклањање отпада. За непрописно уклањање овог отпада могу бити изречене новчане казне према прописима државе. Упутство за симбол за батерију (симбол доле): Овај симбол може бити илустриран у комбинацији са хемијским симболом. У том случају ово следи на основу захтева оних смерница које су донешене за дотичне хемикалије.
Vanade seadmete ja patareide jäätmekäitlus Ainult Euroopa Liidule ja ringlussevõtu süsteemidega riikidele   Toodetel, pakendil ja/või kaasasolevatel dokumentidel olevad sümbolid tähendavad, et elektri- ja elektroonikatooteid ja patareiseid ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka. Vanade toodete ja kasutatud patareide nõuetekohaseks töötlemiseks, taastamiseks ja ringlusse võtmiseks viige need ettenähtud kogumiskohtadesse vastavalt riiklikele õigusaktidele. Nende toodete ja patareide korrekse kõrvaldamisega aitate säästa hinnalisi ressursse ning vältida võimalikke kahjulikke mõjusid inimeste tervisele ja keskkonnale. Täpsema teabe saamiseks kogumise ja ringlussevõtu kohta pöörduge kohaliku omavalitsuse poole. Vastavalt riiklikele õigusaktidele võib selliste jäätmete ebakorrekse käitlemisega kaasneda trahv. Märkus patarei sümboli kohta : Seda sümbolit võib kasutada kombinatsioonis keemilise sümboliga. Sellisel juhul vastab see asjaomase kemikaali kasutamist reguleeriva direktiivi nõuetele.	

REPLACEMENT OF WEAR-OUT PARTS

Replacement of battery for power failure alarm

Replace the battery for power failure alarm every 3 years to ensure the alarm is operated in the event of power failure. Contact our sales representative or agent for the replacement of battery.

✧ The alarm function (blink of alarm lamp, sound of buzzer) will not operate when the battery for power failure alarm is flat.

✧ The alarm lamp blinks and the buzzer sounds by the battery for power failure alarm. The regular replacement of the battery for power failure alarm is important to prevent the rise of chamber temperature in the case of unexpected situation.

<Important>

The used battery is a recyclable precious resource. Do not dispose of the battery. Always follow the procedure for recycling.

WARNING

The replacement of the battery for power failure alarm should be executed by a qualified engineer or service personnel only. The replacement of the battery for power failure alarm involves the risk of electric shock.

TEMPERATURE RECORDER (OPTION)

A temperature recorder is available for the freezer as an optional component. The type of the temperature recorder is MTR-G85A or MTR-G85C and MTR-4015LH. For the attachment, the recorder fixing is necessary. Contact our sales representative or agent for the installation of a temperature recorder.

SPECIFICATIONS

Product name	Biomedical Freezer MDF-U731M
External dimensions	W770 mm x D830 mm x H1955 mm
Internal dimensions	W650 mm x D700 mm x H1520 mm
Effective capacity	690 L
Exterior	Painted steel
Interior	Painted steel
Door	Painted steel
Lock	1
Insulation	Rigid polyurethane foamed-in place
Shelf	Polyethylene coated wire 4 pieces Size: W626 mm x D620 mm Max. load: 50 kg/shelf
Access port	Diameter 30 mm, 1 port on left side 1 port on the top of unit
Compressor	Hermetic type, 450 W
Evaporator	Tube on sheet type
Condenser	Skin condenser type
Refrigerant	R-449A
Temperature controller	Electronics controller
Temperature display	Digital display (between -40 °C and +0 °C)
Temperature sensor	Thermistor
Alarm & safety	High temp. alarm, Low temp. alarm, Power failure alarm, Door alarm, Compressor temperature alarm, Thermal sensor abnormality
Memory backup	Nonvolatile memory
Weight	152 kg
Battery	Nickel-metal-hydride battery, DC 6 V, 1500 mAh or 1100 mAh , Auto-recharge
Accessories	1 set of key, 1 scraper, 2 large & 2 small nylon clips (for temperature recorder), 1 Inspection label, 4 of plastic screws,
Caster	4
Leveling foot	2
Optional component	Temperature recorder (MTR-G85A or MTR-G85C)+ Recorder fixing (MPR-S7) Temperature recorder (MTR-4015LH)+ Recorder fixing (MPR-S30) 2 sets of baskets (MDF-T07SC), 3 sets of shelves (MDF-T07ST)

- Design or specifications will be subject to change without notice.
- Refer to the updated catalog when ordering an optional component.

PERFORMANCE

Product name	Biomedical Freezer MDF-U731M	
Model number	MDF-U731M-PA	MDF-U731M-PE
Cooling performance	-20 °C to -30 °C (ambient temperature; 5 °C to 35 °C, no load)	
Rated voltage	AC 115 V	AC 230 V/240 V
Rated frequency	60 Hz	50 Hz
Rated power consumption	385 W*	230 W/240 W
Noise level	42 dB [A] (background noise; 20 dB)	
Maximum pressure	2.78 MPa	
Usable environment condition	Temperature; 5 °C to 35 °C Humidity; equal or less than 80 %R.H.	

- Specifications will be subject to change without notice.
- The unit with CE mark complies with EU directives.

*This value is maximum power consumption.



CAUTION

Please fill in this form before servicing.

Hand over this form to the service engineer to keep for his and your safety.

Safety check sheet

1. Freezer contents :

Risk of infection: ☐Yes ☐No
Risk of toxicity: ☐Yes ☐No
Risk from radioactive sources: ☐Yes ☐No

(List all potentially hazardous materials that have been stored in this unit.)

Notes :

2. Contamination of the unit

Unit interior

No contamination ☐Yes ☐No
Decontaminated ☐Yes ☐No
Contaminated ☐Yes ☐No

Others:

3. Instructions for safe repair/maintenance/disposal of the unit

a) The unit is safe to work on ☐Yes ☐No
b) There is some danger (see below) ☐Yes ☐No

Procedure to be adhered to in order to reduce safety risk indicated in b) below.

Date :

Signature :

Address, Division :

Telephone :

Product name: Biomedical Freezer	Model: MDF-	Serial number:	Date of installation:
-------------------------------------	----------------	----------------	-----------------------

Please decontaminate the unit yourself before calling the service engineer.

PHC Corporation

1-1-1 Sakada, Oizumi-machi, Ora-gun, Gunma 370-0596, Japan

© PHC Corporation 2018



Printed in Taiwan
LDCL047500-2
T0418-20919